

**CLIENTE: TEST TEST PRUEBA**

**RUC: 0987654321001**

**CORREO: test@gmail.com**

**PROFORMA# 00000000**

**COMODATO**

**EQUIPO OFERTADO**

**MAGLUMI 600**

300 × 200

- Marcado con Flsh Quimioluminiscencia–ABEI, con alta sensibilidad y larga estabilidad.
- Separación de Nano-microesferas magnéticas, rápidas y eficientes.
- Rendimiento: Hasta 180 tests/hora
- Listo para su uso a las 24 horas
- Tiempo para el primer resultado: 17 minutos
- Random, Batch y STAT
- Hasta 16 tubos de muestras
- Carga continua, modo de emergencia disponible
- Autonumeración por el analizador.
- Conexión a LIS, lee la Información de muestra automática.
- Área refrigerada de muestras con fuente de poder independiente.
- 4 reactivos a bordo
- Carga continua
- RFID lee toda la información del reactivo
- Área de reactivos refrigerada
- Listo para su uso, no se requiere tratamiento previo
- Calibradores Incluidos
- RFID almacena toda la información del reactivo
- RFID contiene la información de la Curva Máster
- Calibración de dos puntos para ajustar la curva Máster

- Estabilidad de la Calibración: Máximo de 4 semanas
- Detección de coágulo
- Detección del nivel de Líquido
- Auto y opcional ratio para muestras de dilución alta.
- Incubación constante a 37°C
- Protocolo de Comunicación ASTM Bidireccional con LIS.
- Entrada: AC 110-230V, 50/60HZ
- Dimensión y peso: 88x 56 x 50cm 56kg

### MAGLUMI X3

300 × 200

- Velocidad mínima de procesamiento de 200 pruebas/hora
- Carga y descarga continua de reactivos sin parar el procesamiento
- Capacidad de carga de muestras: 72 posiciones de muestra
- Capacidad de carga de reactivo: 20 posiciones de reactivo refrigerados 24 horas
- Capacidad de detección de coágulos, nivel de líquido, capacidad de prevención de interferencia por burbujas
- Capacidad de incubación 80 cubetas
- Sistema de mezclado sin contacto
- El diseño inteligente del campo magnético garantiza una excelente separación
- Tecnología de limpieza vorticial de tres micro perlas magnéticas independientes y sin contacto
- El modo de lavado por resuspensión reduce eficazmente la unión no específica y mejora la sensibilidad
- La unidad de lavado independiente para la aguja de líquidos de desecho puede lavarse completamente sin dejar residuos
- Sistema de lavado inteligente
- Analizador con metodología de procesamiento por Quimioluminiscencia
- Capacidad de trabajar muestras de emergencia STAT
- Interfaz de usuario inteligente intuitiva fácil de usar para el operador
- Reactivos listos para su uso, sin intervención del operador
- Lector de código de barras
- Conexión bidireccional LIS
- Calibradores y controles internos incluidos en el kit del reactivo

- Pipeta del equipo de Titanio recubierta por teflón tipo de material que evite el arrastre
- Capacidad de sistema de atención o diagnóstico remoto

## LA OFERTA BAJO LA MODALIDAD COMODATO DEL EQUIPO INCLUYE:

### 1. CAPACITACION:

Sobre el manejo del Equipo: F880 marca: MACCURA, el cual tendra duración de 3 horas in situ.

### 2. SERVICIO TÉCNICO:

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** se realizará de acuerdo a un cronograma establecido de común acuerdo con el cliente y con las recomendaciones del fabricante e incluirá al menos 2 visitas programadas por año.

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** soporte técnico estará disponible en horario laboral durante todo el tiempo de vigencia de la garantía y el tiempo de respuesta para la primera atención no será mayor a 72 horas. Contamos con servicio técnico REMOTO y telefónico las 24/7 para realizar operaciones online y dar solución inmediata.

## PROPUESTA ECONOMICA EQUIPO

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMODATO DE EQUIPO MAGLUMI 600	1	undefined	undefined
2	COMODATO DE EQUIPO MAGLUMI X3	1	undefined	undefined
SON: 00/100 DOLARES AMERICANOS			Subtotal	\$1000
			IVA (undefined%)	\$15
			Total	\$60000